

Sondas de transmision/recepcion, 55kHz (1 par) - WP

Código: filler_30375

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sondas de transmisión/recepción, 55 kHz (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

Especificaciones técnicas

HC-6390.3
Sondas emisoras/receptoras, 55 kHz (1 par)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)