



Durometro portable tiempo 5100 - innovatest - WP

Código: filler_30823

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

durómetro portátil

REBOTE LEEB

La serie TIME 5100 proporciona en la inspección portátil de dureza de casi cualquier objeto, piezas pulidas y superficies tratadas térmicamente. Las determinaciones de dureza se realizan utilizando el método de ensayo de rebote dinámico según Leeb.

El ensayo de dureza Leeb fue inventado en 1975 en Suiza y se ha convertido en uno de los métodos de ensayo portátiles más populares actualmente disponibles. Los fragmentos TIME Leeb se incorporan a la industria desde 1991 y pueden resultar como el actual estándar mundial para el ensayo de dureza portátil.

□

Aspectos destacados

Agilidad: Excelente portabilidad para hacer ensayos en cualquier lugar y en cualquier momento.

Usabilidad: Compensación automática de gravedad para ensayos desde cualquier ángulo.

La pantalla: Salida de datos USB con medición en tiempo real.

Salida: Salida de datos USB de medición en tiempo real

calibracion: Funcion de calibracion facil.

Impresora: Mini impresora disponible.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

bateria: Fácil de reemplazar, baterías AA

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)