



Bell-AutClaVert28F

Esterilizador de vapor a presion vertical BELL-AUTCLAVERT75F - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Especificaciones técnicas

Modelo	Bell-AutClaVert28F	Bell-AutClaVert35F	Bell-AutClaVert50F	Bell-AutClaVert75F	Bell-AutClaVert100F
Código Sku	B-01-29-03-04-0201	B-01-29-03-04-0202	B-01-29-03-04-0203	B-01-29-03-04-0204	B-01-29-03-04-0205
Capacidad	28L (φ270 * 500) mm	35l (φ318 * 450) mm	50L (φ340 * 550) mm	75l (φ400 * 600) mm	100L (φ440 * 650) mm
Presión laboral	0.22MPa				
Temperatura de trabajo	134				
Rango de temperatura	105-134 °C				
Temporizador	0-99min o 0-99HOUR 59 MIN				
Promedio de calor	≤ ± 1 °C				
Poder	2kw / ac220v 50hz	2.5kw / AC220V 50Hz	3kw / ac220v 50hz	4.5kw / AC220V 50Hz	
Tamaño exterior(mm)	400 * 370 * 700	450 * 450 * 1010	510 * 470 * 1130	560 * 560 * 1120	540 * 560 * 1250
Tamaño de embalaje(mm)	440 * 320 * 750	570 * 550 * 1150	590 * 590 * 1280	650 * 630 * 1280	680 * 630 * 1370
G.W / E.W	26 / 23kg	72 / 56kg	88 / 68kg	100 / 80kg	110 / 85kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Bell-AutClaVert28F

Imagen de galería 1



Bell-AutClaVert75F / 50F / 75F / 100F

Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)