



Tubos shelby tubos shelby, 3" de diametro x 30" de largo, galvanizados, (peso 5.1 libras) - H-4210.30 - WP

Código: filler_31859

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Código del Producto

H-4210.30

Tubos Shelby

Los muestreadores de tubos Shelby son tubos de acero huecos de paredes delgadas que se introducen en el suelo para extraer una muestra de suelo relativamente inalterada para su uso en pruebas de laboratorio utilizadas para determinar la densidad, permeabilidad, compresibilidad y resistencia. Cada tubo tiene un extremo que está biselado para formar un borde de corte y el extremo superior incluye orificios para asegurar el tubo a un cabezal de accionamiento. Los tubos Shelby son útiles para recolectar suelos que son particularmente sensibles a la perturbación del muestreo, incluidos los suelos finos cohesivos y las arcillas. Los tubos también se pueden utilizar para transportar muestras de vuelta al laboratorio. **Nota: El tamaño es OD. Todos los tubos son de acero calibre 16. Los tubos de 3" y 5" están galvanizados**

Especificaciones técnicas

	H-4210.230 Tubos Shelby Tubos Shelby, 2" de diámetro x 30" de largo, (peso 2.5 libras)
	H-4210.236 Tubos Shelby Tubos Shelby, 2" de diámetro x 36" de largo, (peso 3.2 libras)
	H-4210.253 Tubos Shelby Tubos Shelby, 2.5" de diámetro x 30" de largo, (peso .4.2 libras)
	H-4210.256 Tubos Shelby Tubos Shelby, 2.5" de diámetro x 36" de largo, (peso .5.5 libras)
	H-4210.10 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 10" de largo, galvanizados, (peso .1.9 libras)
	H-4210.12 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 12" de largo, galvanizados, (peso 1.9 libras)
	H-4210.18 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 18" de largo, galvanizados, (peso 3.0 libras)
	H-4210.24 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 3.8 libras)
	H-4210.30 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 5.1 libras)
	B>H-4210.36 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 6.2 libras)
	H-4210.353 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3.5" de diámetro x 30" de largo, (peso 5.5 libras)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	H-4210.356 Tubos Shelby Tubos Shelby, 3.5" de diámetro x 36" de largo, (peso 6.3 libras)
	H-4210.524 Tubos Shelby Tubos Shelby, 5" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 11.8 libras)
	H-4210.530 Tubos Shelby Tubos Shelby, 5" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 17.5 libras)
	H-4210.536 Tubos Shelby Tubos Shelby, 5" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 19.5 libras)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)