



Wel-Vac 200, Manifold de Vacio para Microplacas.

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño seco y colector para ciencias de la vida

Especificaciones técnicas

Especificación	195200-00	195210-11
Serie	Wel-Vac 200	Wel-Vac 210
Descripción	Manifold de vacío para microplacas, tablero adaptador PC de 24 pozos, conectores luer y tapones 25/pk, bandeja de residuos	Sistema de manifold de vacío para microplacas con bomba, AC 110 V / 60 Hz
Presentación	1/ea	1/ea

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)