

Maquina de pruebas de compresion con pantalla digital de 300T. Carga maxima: 3000 kN

Código: EQUIPLAB-563600

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de pruebas de compresion con pantalla digital de 300T. Carga maxima: 3000 kN, ajuste manual del tornillo espacio libre: 400 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)