



PROBETA DE VIDRIO 500ML

Código: B-01-43-01-0009

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 500 ML. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: PROBETA DE VIDRIO 500ML.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Probeta

Referencia de nombre: PROBETA DE VIDRIO 500ML

Capacidad / volumen: 500 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes líquidos

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)