



pistilo para mortero de porcelana 100MM INDIA

Código: B-01-43-01-0036

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mortero. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá nombre: pistilo para mortero de porcelana 100MM INDIA.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Mortero

Referencia de nombre: pistilo para mortero de porcelana 100MM INDIA

Dimensión: 100 MM

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Trituración

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)