



Vaso de precipitados, 10 ml, vidrio Boro 3.3

Código: B-01-43-01-0043

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vaso de precipitados 10 ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 10 ml.

Tipo: Vaso de precipitados

Capacidad / volumen: 10 ml

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)