



Matraz, fondo redondo 100ml, vidrio Boro 3.3

Código: B-01-43-01-0053

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Matraz, fondo redondo 100ml, vidrio Boro 3.3.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Referencia de nombre: Matraz, fondo redondo 100ml, vidrio Boro 3.3

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación y agitación de soluciones

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)