



Matraz fondo plano boro 3.3 500ml

Código: B-01-43-01-0061

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz fondo plano boro 3.3 500ml.

1. Confirmá material Vidrio borosilicato 3.3.

Tipo: Matraz fondo plano boro 3.3 500ml

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)