



Tapon de caucho No 8 42x31x44

Código: B-01-43-01-0070

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tapón. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá tipo según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Tapon de caucho No 8 42x31x44.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Tapón

Referencia de nombre: Tapon de caucho No 8 42x31x44

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cierre de recipientes

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)