



Matraz aforado o volumetrico 50 ml, CLASE A, vidrio borosilicato 3.3

Código: B-01-47-1001-0002

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz volumétrico / aforado 50 ml, Clase A, vidrio borosilicato 3.3.

1. Confirma capacidad 50 ml y clase A.

Clase A

Boro 3.3

50 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones patrón

Análisis cuantitativo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)