



Frasco gotario ambar tapa 30 ml. con capuchon de goma

Código: BellGoteroAmb-30

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Frasco gotario ambar tapa 30 ml. con capuchon de goma. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Frasco gotario ambar tapa 30 ml. con capuchon de goma.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Frasco gotario ambar tapa 30 ml. con capuchon de goma

Referencia de nombre: Frasco gotario ambar tapa 30 ml. con capuchon de goma

Dato del nombre: 30 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)