



## Matraz fondo plano Belltronic 500 ml de vidrio borosilicato 3.3

**Código:** BellMatFP-500

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Matraz fondo plano 500 ml de vidrio borosilicato 3.3. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Matraz fondo plano 500 ml de vidrio borosilicato 3.3.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Matraz fondo plano 500 ml de vidrio borosilicato 3.3

Referencia de nombre: Matraz fondo plano 500 ml de vidrio borosilicato 3.3

Dato del nombre: 500 ml

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

*Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.*

### Especificaciones técnicas

### Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)