

matraz volumetrico de 5 ml

Código: CWGMV00005

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

matraz volumetrico de 5 ml. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: matraz volumetrico de 5 ml.

Tipo: matraz volumetrico de 5 ml

Referencia de nombre: matraz volumetrico de 5 ml

Dato del nombre: 5 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)