



Probeta de vidrio de 1000 ml con base hexagonal de vidrio

Código: CWGPV00001000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta de vidrio de 1000 ml con base hexagonal de vidrio. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Probeta de vidrio de 1000 ml con base hexagonal de vidrio.

Tipo: Probeta de vidrio de 1000 ml con base hexagonal de vidrio

Referencia de nombre: Probeta de vidrio de 1000 ml con base hexagonal de vidrio

Dato del nombre: 1000 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)