



Probeta Graduada, 1000ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado

Código: CilGradVidHe1000SC

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta Graduada. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Probeta Graduada, 1000ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado.

Tipo: Probeta Graduada

Referencia de nombre: Probeta Graduada, 1000ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado

Dato del nombre: 1000 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)