



Probeta Graduada, 250ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado

Código: CilGradVidHe250SC

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta Graduada. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Probeta Graduada, 250ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado.

Tipo: Probeta Graduada

Referencia de nombre: Probeta Graduada, 250ML, Vidrio, Base Hexagonal, Sin Certificado

Dato del nombre: 250 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)