



Tamiz - 8" - Malla inox 316 Ø = 203mm,
Luz = 150 mm, H = 50mm # ASTM
E11:2020 GyB-Tamiz/Filtra#100

Código: TM203000150050

Marca: Filtra

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Marca: Filtra. Tamiz de laboratorio de 8" (Ø 203 mm). Altura: 50mm # ASTM E11:2020 GyB-Tamiz/Filtra#100. Abertura: 150 mm. Norma: ASTM E11:2020.

Especificaciones técnicas

Especificación	203 mm (8")
Marca	Filtra
Material	Acero inoxidable
Diámetro	203 mm (8")
Malla / apertura	150 µm
Altura	Altura completa
Certificacion	UNE 7050-3; ISO 3310-1; ASTM E-11; ISO 9044
Tipo de superficie	Malla
Tipo de base	Malla
Certificación	UNE 7050-3; ISO 3310-1; ASTM E-11; ISO 9044
Diámetro	203 mm (8")
Normas	UNE 7050-3; ISO 3310-1; ASTM E-11; ISO 9044

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)