



Probeta de vidrio Belltronic de 100 ml con base hexagonal de vidrio. CH

Código: B-01-47-0106-1004

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 100 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá nombre: Probeta de vidrio de 100 ml con base hexagonal de vidrio. CH.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Probeta

Referencia de nombre: Probeta de vidrio de 100 ml con base hexagonal de vidrio. CH

Capacidad / volumen: 100 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)