



Probeta de vidrio Belltronic de 500 ml con base hexagonal de vidrio boro 3.3

Código: B-01-47-0106-1006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 500 ml.

1. Confirmá material Vidrio.

Tipo: Probeta

Material: Vidrio

Base: Hexagonal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)