



Probeta de vidrio Belltronic de 2000 ml con base hexagonal, vidrio boro 3.3

Código: B-01-47-0106-1008

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 2000 ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 2000 ml.

Tipo: Probeta

Capacidad / volumen: 2000 ml

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)