



Balanza digital 10 kg x 1 g (equiv. B-01-02-09-0705)

Código: BB-10000J

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 10 kg x 1 g. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 10 kg x 1 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Balanza digital 10 kg x 1 g

Referencia de nombre: Balanza digital 10 kg x 1 g

Dato del nombre: 10 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BB-10000J
Modelo	BB-10000J
Configuracion	10 kg - 1 g
Capacidad	10 kg
Legibilidad	1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)