



Balanza digital 15 kg x 0,1 g (equiv. B-01-02-09-0104)

Código: BB-150001K

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 15 kg x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 15 kg x 0,1 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 15 kg x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 15 kg x 0,1 g

Dato del nombre: 15 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BB-150001K
Modelo	BB-150001K
Configuracion	15 kg - 0,1 g
Capacidad	15 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)