



BALANZA INTELIGENTE BELLTRONIC DE 6KG 0.1

za inteligente
Capacidad Max. 6000g a 15000g
Legibilidad : 0.1g a 1g (Depende del modelo)

B-01-02-09-0701 | Categorías: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza digital 6 kg x 1 g (equiv. B-01-02-04-0201)

Código: BB-6000J
Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 6 kg x 1 g. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 6 kg x 1 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 6 kg x 1 g

Referencia de nombre: Balanza digital 6 kg x 1 g

Dato del nombre: 6 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	BB-6000J
Modelo	BB-6000J
Configuracion	6 kg - 1 g
Capacidad	6 kg
Legibilidad	1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)