



Medidor PH, pantallaLCD, rango ph 0.00-14.00pH ± 0.05 pH, 2 pts.calibracion

Código: GyB-B/PHS-25CW

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medidor PH. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Medidor PH,pantallaLCD, rango ph 0.00-14.00pH ± 0.05 pH,2 pts.calibracion,compens.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Medidor PH

Medidor PH,pantallaLCD, rango ph 0.00-14.00pH ± 0.05 pH,2 pts.calibracion,compensacion tempmanual,bnc

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)