



Maquina de desinfeccion de aire 940*290*350mm 0.095cbm

Código: GyB-Bell-ZJ-100

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de desinfeccion de aire 940*290*350mm 0.095cbm. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Maquina de desinfeccion de aire 940*290*350mm 0.095cbm.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Maquina de desinfeccion de aire 940*290*350mm 0.095cbm

Referencia de nombre: Maquina de desinfeccion de aire 940*290*350mm 0.095cbm

Dato del nombre: 350 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)