



Maquina de desinfeccion de aire 650*180*280mm 0.3cm

Código: GyB-Bell-ZJ-40

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de desinfeccion de aire 650*180*280mm 0.3cm. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Maquina de desinfeccion de aire 650*180*280mm 0.3cm.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Maquina de desinfeccion de aire 650*180*280mm 0.3cm

Referencia de nombre: Maquina de desinfeccion de aire 650*180*280mm 0.3cm

Dato del nombre: 280 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)