



Balanza digital 100 g x 0,01 g - XU1002L / B-01-02-03-0501

Código: XU1002L

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 100 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 100 g x 0,01 g - 002L / B-01-02-03-0501.

Tipo: Balanza digital 100 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 100 g x 0,01 g - 002L / B-01-02-03-0501

Dato del nombre: 100 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU1002L
Modelo	XU1002L
Configuracion	100 g - 0,01 g
Capacidad	100 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)