



Balanza digital 2000 g x 0,1 g (equiv. B-01-02-09-0301)

Código: XU20001LG

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 2000 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 2000 g x 0,1 g.

Tipo: Balanza digital 2000 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 2000 g x 0,1 g

Dato del nombre: 2000 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU20001LG
Modelo	XU20001LG
Configuracion	2000 g - 0,1 g
Capacidad	2000 g
Legibilidad	0,1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)