



Balanza digital 300 g x 0,001 g - XU3003HI / B-01-02-02-0304

Código: XU3003HI

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 300 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 300 g x 0,001 g - 003HI / B-01-02-02-0304.

Tipo: Balanza digital 300 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 300 g x 0,001 g - 003HI / B-01-02-02-0304

Dato del nombre: 300 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU3003HI
Modelo	XU3003HI
Configuracion	300 g - 0,001 g
Capacidad	300 g
Legibilidad	0,001 g
Resolucion	0,001 g (1 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)