




Balanza digital 600 g x 0,01 g - XU6002B / B-01-02-03-0405

Código: XU6002B

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 600 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 600 g x 0,01 g - 002B / B-01-02-03-0405.

Tipo: Balanza digital 600 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 600 g x 0,01 g - 002B / B-01-02-03-0405

Dato del nombre: 600 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU6002B
Modelo	XU6002B
Configuracion	600 g - 0,01 g
Capacidad	600 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)