



## MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 10-100 ul

**Código:** BellMicropip-10-100

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 10-100 ul.

1. Confirmá que el equipo coincide con: MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 10-100 ul
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 10

Referencia: BellMicropip-10-100

Rango: 100 ul

## Especificaciones técnicas

| Parámetro  | Valor                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo       | MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 10 |
| Referencia | BellMicropip-10-100                                           |
| Rango      | 100 ul                                                        |

## Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad

Proceso industrial según el tipo de equipo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)