



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Matraz Volumetrico, 1000ML, Vidrio Boro 3.3, Clase A

Código: MatVolVid1000B3.3A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Volumetrico. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Matraz Volumetrico, 1000ML, Vidrio Boro 3.3, Clase A.

Tipo: Matraz Volumetrico

Referencia de nombre: Matraz Volumetrico, 1000ML, Vidrio Boro 3.3, Clase A

Dato del nombre: 1000 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)