



Nuez doble 16 mm para laboratorio

Código: NuezDob16mm

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nuez doble. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Nuez doble, 16mm, para uso en laboratorio.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Nuez doble

Referencia de nombre: Nuez doble, 16mm, para uso en laboratorio

Dato del nombre: 16 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	Nuez doble - 16 mm
Tipo	Nuez doble
Diámetro nominal	16 mm
Compatibilidad	Soporte universal y accesorios de laboratorio

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)