



Pipeta volumetrica de marca unica de 50 ml, Clase A

Código: PipVolMuni-50A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeta volumetrica de marca unica de 50 ml. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Pipeta volumetrica de marca unica de 50 ml, Clase A.

Tipo: Pipeta volumetrica de marca unica de 50 ml

Referencia de nombre: Pipeta volumetrica de marca unica de 50 ml, Clase A

Dato del nombre: 50 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)