



Pipeta graduada 10ml, Clase B

Código: PipGrad-10B

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeta graduada 10ml. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Pipeta graduada 10ml, Clase B.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Pipeta graduada 10ml

Referencia de nombre: Pipeta graduada 10ml, Clase B

Dato del nombre: 10 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)