

Pipeta graduada 5ml, Clase A

Código: PipGrad-5A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeta graduada 5ml. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Pipeta graduada 5ml, Clase A.

Tipo: Pipeta graduada 5ml

Referencia de nombre: Pipeta graduada 5ml, Clase A

Dato del nombre: 5 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)