



## Vaso de precipitados, forma alta con graduacion y boquilla 250ml, vidrio Boro 3.3

**Código:** VasPrecB3.3FAB250-old

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Vaso de precipitados. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Vaso de precipitados, forma alta con graduacion y boquilla 250ml, vidrio Boro 3.3.

Tipo: Vaso de precipitados

Referencia de nombre: Vaso de precipitados, forma alta con graduacion y boquilla 250ml, vidrio Boro 3.3

Dato del nombre: 250 ml

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)