

Bomba de vacio de piston sin aceite BC2P-100/SCN/220V-50Hz, 100 LPM

Código: BC2P - 100/SCN

Marca: BIOMECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bomba de vacio de piston sin aceite BC2P-100/SCN/220V-50Hz. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Bomba de vacio de piston sin aceite BC2P-100/SCN/220V-50Hz, 100 LPM.

Tipo: Bomba de vacio de piston sin aceite BC2P-100/SCN/220V-50Hz

Referencia de nombre: Bomba de vacio de piston sin aceite BC2P-100/SCN/220V-50Hz, 100 LPM

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	BC2P - 100/SCN
Modelo	BC2P - 100/SCN
Configuracion	Standard
Tipo	Vacio/compresor
Caudal	100 L/min
Vacio maximo	686 mmHg/27 inHg
Presion positiva	8,8 bar/125 psi
Alimentacion	220 V/50 Hz
Pistones	2
Potencia	100 W

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)