



Bomba de Vacio ECO - 260 LAB / 220V-50Hz, 26 LPM, de piston sin aceite

Código: ECO-260LAB/220V-50Hz

Marca: BIOMECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bomba de Vacio ECO - 260 LAB / 220V-50Hz. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Bomba de Vacio ECO - 260 LAB / 220V-50Hz, 26 LPM, de piston sin aceite.

Tipo: Bomba de Vacio ECO - 260 LAB / 220V-50Hz

Referencia de nombre: Bomba de Vacio ECO - 260 LAB / 220V-50Hz, 26 LPM, de piston sin aceite

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	26 LPM - 695 mmHg (27,3 inHg) - Valvula y vacuometro
Tipo	Bomba de vacio
Caudal	26 LPM
Vacio maximo	695 mmHg (27,3 inHg)
Material en contacto	Standard
Control de vacio	Valvula y vacuometro
Material filtro	Standard

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)