



Tubo de ensayo de vidrio 16x100mm, alto borosilicato, PP Tapa c/almojadilla de silicona

Código: BS-050102-MK

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo de ensayo de vidrio 16x100mm, alto borosilicato, PP Tapa c/almojadilla de silicona, 100 pz/caja

Altura: 100 mm

Diámetro: 16 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)