



AGITADOR - Térmico - - TS-100C, con enfriamiento, sin bloques - BIOSAN

Código: BS-010143-AAI

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

AGITADOR - Térmico - - TS-100C. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: AGITADOR - Térmico - - TS-100C, con enfriamiento, sin bloques - BIOSAN.

Tipo: AGITADOR - Térmico - - TS-100C

Referencia de nombre: AGITADOR - Térmico - - TS-100C, con enfriamiento, sin bloques - BIOSAN

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)