



CKG16, kit de calibración para tubos de vidrio de 16 mm

Código: BS-050102-BK

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

CKG16, kit de calibración para tubos de vidrio de 16 mm. Juego de estándares de turbidez McFarland de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)