



Filtro de 10 pulgadas de Pes de doble membrana de 0,45+0,22 micras, cod 7/226

Código: DPSDDT-4522-HSF-10-S-P

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtro de 10 pulgadas de Pes de doble membrana de 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Filtro de 10 pulgadas de Pes de doble membrana de 0,45+0,22 micras, cod 7/226.

Tipo: Filtro de 10 pulgadas de Pes de doble membrana de 0

Referencia de nombre: Filtro de 10 pulgadas de Pes de doble membrana de 0,45+0,22 micras, cod 7/226

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)