



Membrana de laboratorio de 47 mm de Nylon 66 de 0.45 mmm

Código: MF47NY0045

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Membrana de laboratorio de 47 mm de Nylon 66 de 0.45 mmm. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Membrana de laboratorio de 47 mm de Nylon 66 de 0.45 mmm.

Tipo: Membrana de laboratorio de 47 mm de Nylon 66 de 0.45 mmm

Referencia de nombre: Membrana de laboratorio de 47 mm de Nylon 66 de 0.45 mmm

Dato del nombre: 47 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)