



Filtro jeringa de Poliester sulfona de 13 mm de Ø de 0,22micras x 100 und

Código: SFM13PE0022

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtro jeringa de Poliester sulfona de 13 mm de Ø de 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Filtro jeringa de Poliester sulfona de 13 mm de Ø de 0,22micras x 100 und.

Tipo: Filtro jeringa de Poliester sulfona de 13 mm de Ø de 0

Referencia de nombre: Filtro jeringa de Poliester sulfona de 13 mm de Ø de 0,22micras x 100 und

Dato del nombre: 13 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)