



Filtro jeringa de esteres de celulosa de 25 mm de diametro de 0.22Um X 100Und

Código: SFM25MC0022

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtro jeringa de esteres de celulosa de 25 mm de diametro d. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Filtro jeringa de esteres de celulosa de 25 mm de diametro de 0.22Um X 100Und.

Tipo: Filtro jeringa de esteres de celulosa de 25 mm de diametro d

Referencia de nombre: Filtro jeringa de esteres de celulosa de 25 mm de diametro de 0.22Um X 100Und

Dato del nombre: 25 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)