



Filtro jeringa de poliester sulfona de 25 mm de Ø de 0,22 micrones absolutos

Código: SFM25MC0045S

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtro jeringa de poliester sulfona de 25 mm de Ø de 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Filtro jeringa de poliester sulfona de 25 mm de Ø de 0,22 micrones absolutos.

Tipo: Filtro jeringa de poliester sulfona de 25 mm de Ø de 0

Referencia de nombre: Filtro jeringa de poliester sulfona de 25 mm de Ø de 0,22 micrones absolutos

Dato del nombre: 25 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)